



Centro Universitário de Brasília (CEUB)

Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas (FATECS)

Thales Rassi Porto de Matos - 22400186

Gabriel Marques da Rocha - 22451254

Gabrielle Gutierrez - 22350026

Pedro Klein - 22105154

Matheus de Moraes - 22352763

Henrique Lessa - 22402204

Documentação ETL – TIPO EXAME

Brasília

2025

Thales Rassi Porto de Matos

Gabriel Marques da Rocha

Gabrielle Gutierres

Pedro Klein

Matheus de Moraes

Henrique Lessa

Documentação ETL – TIPO EXAME

Atividade final apresentada à Faculdade de
Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas
(FATECS)

, do Centro Universitário de Brasília
(CEUB) como parte integrante do currículo
da disciplina Interação Humano
Computador, da graduação em Ciência da
computação

Professora responsável: Kadidja Valeria
Reginaldo de Oliveira

Brasília

2025

SUMÁRIO

IDENTIFICAÇÃO	04
OBJETIVO DO ETL	04
FONTES DE DADOS DE ENTRADA	04
TABELAS DE DESTINO IMPACTADAS	05
FLUXO DO ETL	05
MAPEAMENTO DE CAMPOS (ORIGEM → DESTINO)	07
DEPENDÊNCIAS E PRÉ-REQUISITOS	07
COMO EXECUTAR	07

IDENTIFICAÇÃO

Script: ETL_TIPO_EXAME.py

Responsável(is): Equipe Radiologia DF

OBJETIVO DO ETL

Extrair automaticamente os nomes dos tipos de exames de diagnóstico por imagem a partir das colunas numéricas do dataset histórico de exames mais requisitados, padronizar esses nomes, complementar a lista com tipos de exame fixos definidos pelo projeto e inserir novos tipos na tabela tipo_exame, sem duplicidades.

Este ETL garante que a dimensão de tipo de exame esteja sempre completa, atualizada e alinhada aos datasets de origem.

FONTES DE DADOS DE ENTRADA

Arquivo principal:

1. dirty_data_historico_grupos_exames_img_mais_requisitados.csv
 - Caminho esperado: diretório local do projeto
 - Formato: CSV
 - Separador: “;”
 - Encoding: padrão do pandas
 - Periodicidade: conforme novos dados históricos de exames

TABELAS DE DESTINO IMPACTADAS

1. tipo_exame
 - Tabela contendo os nomes dos tipos de exame
 - Campos afetados:
 - nome
 - descricao (armazenada como NULL)
 - Este ETL insere apenas tipos novos, sem atualizar registros existentes.

FLUXO RESUMIDO DO ETL

Passo 1 – Extração dos nomes de exame

- Lê o CSV definido em DATASET_EXAMES com separador ";".
- Identifica como tipos de exame todas as colunas que:
 - não estão em COLUNAS_IGNORAR
 - possuem dtype numérico (df[col].dtype != object)
- Imprime as colunas detectadas no console.
- Cada nome bruto de coluna passa pela função limpar_nome_exame, que aplica:
 - strip de espaços
 - conversão para minúsculas
 - remoção de números
 - troca de _ e - por espaço
 - remoção de conteúdo entre parênteses
 - redução de múltiplos espaços
 - conversão para Title Case
 - Após limpar os nomes:
 - adiciona também os TIPOS_EXAME_FIXOS
 - remove duplicidades
 - ordena alfabeticamente
 - retorna um DataFrame com a coluna: nome_exame

Passo 2 – Inserção na tabela tipo_exame

- Consulta todos os nomes já existentes na tabela tipo_exame.
- Compara cada nome extraído com os existentes.
- Monta lista contendo apenas tipos novos: (nome_exame, descricao=None)
- Caso haja novos tipos:
 - Insere em lote via execute_values: INSERT INTO tipo_exame (nome, descricao) VALUES %s;
 - Realiza commit
 - Imprime quantos tipos foram inseridos
- Caso contrário:
 - Imprime “Nenhum tipo novo para inserir.”

Passo 3 – Encerramento

- Fecha o cursor
- Fecha a conexão com o banco
- Finaliza o processo

MAPEAMENTO DE CAMPOS (ORIGEM → DESTINO):

Origem no CSV	Destino
Nome da coluna numérica do CSV	tipo_exame.nome (após normalização)
TIPOS_EXAME_FIXOS	tipo_exame.nome
descricao	sempre NULL

DEPENDÊNCIAS E PRÉ-REQUISITOS

Bibliotecas Python:

- os
- pandas
- psycopg2
- psycopg2.extras
- python-dotenv (load_dotenv)
- config_db (função get_conn para conexão com o banco)

Tabelas:

- tipo_exame (já criada)

Requisitos de dados

- Arquivo CSV existente no caminho definido
- Colunas numéricas representando tipos de exame
Colunas ignoradas presentes conforme especificado

COMO EXECUTAR

- Garantir que o ambiente virtual (se houver) esteja ativado.
- Garantir que o arquivo .env esteja configurado com os parâmetros de conexão ao banco.
- Garantir que o CSV está no caminho definido em DATASET_EXAMES.
- Executar: `python3 ETL_TIPO_EXAME.py`

Pré-condições:

- Banco PostgreSQL acessível
- Tabela `tipo_exame` criada
- Dataset limpo e compatível